

MSL4000

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	



Стереомикроскоп A. Kruss Optronic MSL4000-20/40-S

Код: MSL4000-20/40-S

Производитель: A. Kruss Optronic

Стереомикроскопы KRUSS серии MSL4000 - это оптимальное решение за разумные деньги. Благодаря большому выбору аксессуаров и принадлежностей эти микроскопы могут быть использованы для решения любых задач. Окуляры приборов установлены по углом 45 градусов, возможна регулировка межцентрового расстояния и диоптрий. Микроскоп оснащен батареей для автономной работы в течение 25-ти часов. Также для микроскопа доступен большой выбор аксессуаров.

Технические характеристики стереоскопического микроскопа KRUSS MSL4000-20/40-S:

Оптическая система:

10х широкопольные окуляры

2х и 4х объективы

20х и 40х увеличение

Отличительные особенности:

Установка на поворотном шарнире



MSL4000-20 / 40-IL-TL Kruss Стереомикроскоп MSL4000-20 / 40-IL-TL

Код: MSL4000-20/40-IL-TL

Производитель: A. Kruss Optronic

с 45-градусным обзором

Окуляры: 10х широкое поле

Цели: 2х и 4х

Увеличение: 20х и 40х

Освещение: светодиод падающий и проходящий свет

Размер: 24х13х32 см (ДхШхВ)



MSL4000-20 / 40-IL-TL Оптический стереомикроскоп A. Kruss MSL4000-20 / 40-IL-TL

Код: MSL4000-20/40-IL-TL

Производитель: A. Kruss Optronic

с углом обзора 45 °

Окуляры: 10-кратное широкое поле

Цели: 2x и 4x

Увеличение: 20x и 40x

Освещение: светодиодный падающий и проходящий свет

Размер: 24x13x32 см (ДхШхВ)



MSL 4000-10/30-I A. Kruss Optronic Стереомикроскоп MSL 4000-10 / 30-IL-TL

Код: MSL 4000-10/30-I

Производитель: A. Kruss Optronic

MSL 4000-10/30-I A. Kruss Optronic Стереомикроскоп MSL 4000-10 / 30-IL-TL



MSL4000-10 / 30-IL-TL Микроскоп Optronic Stereo A. Kruss с углом обзора 45 °. Окуляры: 10X широкоугольное поле Цели: 1X и ...

Код: MSL4000-10/30-IL-TL

Производитель: A. Kruss Optronic

Стереомикроскоп

с 45-градусным обзором.

Окуляры: 10x широкое поле

Цели: 1X и 3X

Увеличение: 10X и 30X

Освещение: светодиод падающий и проходящий свет

Размер: 24x13x32 см (ДхШхВ)



MSL4000-10 / 30-IL-S Стереомикроскоп А. Kruss Optronic MSL4000-10 / 30-IL-S

Код: MSL4000-10/30-IL-S

Производитель: А. Kruss Optronic

с углом обзора 45 ° и поворотным рычагом

Окуляры: 10х широкое поле

Цели: 1х и 3х

Увеличение: 10х и 30х

Освещение: падающий свет

Размер: 24х13х32 см (ДхШхВ)



MSL4000-10 / 30-S Стереомикроскоп А. Kruss Optronic MSL4000-10 / 30-S

Код: MSL4000-10/30-S

Производитель: А. Kruss Optronic

с углом обзора 45 ° и поворотным рычагом

Окуляры: 10х широкое поле

Цели: 1х и 3х

Увеличение: 10х и 30х

Без подсветки

Размер: 24х13х32 см (ДхШхВ)

Стереомикроскоп KRÜSS MSL4000-20/40-IL-S (Артикул MSL4000-20/40-IL-S)

Стереомикроскопы KRÜSS серии MSL4000 - это оптимальное решение за разумные деньги. Благодаря большому выбору аксессуаров и принадлежностей эти микроскопы могут быть использованы для решения любых задач. Окуляры приборов установлены по углом 45 градусов, возможна регулировка межцентрового расстояния и диоптрий. Микроскоп оснащен батареей для автономной работы в течение 25-ти часов. Также для микроскопа доступен большой выбор аксессуаров.

Технические характеристики стереоскопического микроскопа KRÜSS MSL4000-20/40-IL-S:

Оптическая система:

10x широкопольные окуляры
2x и 4x объективы
20x и 40x увеличение

Освещение:

Светодиодное освещение падающим светом

Отличительные особенности:

Установка на поворотном шарнире



Стереомикроскоп MSL4000-20/40-S



Серия MSL4000— стерео микроскопы с отличными характеристиками за разумные деньги. Широкий перечень принадлежностей позволяет использовать микроскопы для решения любых задач.

- Окуляры установлены под углом 45°, возможна настройка межцентрового расстояния и диоптриев;
- Оптическая система заключена в прочный металлический корпус;
- Возможна автономная работа до 25 часов с использованием батареи;
- Питание: 100 - 240 В, 50 - 60 Hz;
- Для MSL4000 предлагается широкий перечень принадлежностей.

Модель	Оптическая система	Освещение	Особые характеристики	Применение
MSL4000-20/40-S	10x широкопольные окуляры Объективы 2x и 4x Увеличение 20x и 40x	-		Установка на поворотном шарнире

Обозначения:

- IL - Падающий свет
- TL - Проходящий свет
- 10/30 - Увеличение 10x/30x
- 20/40 - Увеличение 20x/40x
- S - Установка на шарнире

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

kfu@nt-rt.ru || <https://kruess.nt-rt.ru/>